

Garantie

Le produit est garanti contre les vices de fabrication et des matériaux pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat. Les défauts pourront être corrigés soit par réparation soit par remplacement de l'appareil (échange standard) au choix du fabricant EMAG AG. La garantie cesse d'être applicable si l'équipement n'a pas été utilisé correctement et conformément aux instructions du fabricant. Elle cesse également d'être applicable en cas d'ouverture et d'intervention partielle et/ou totale sur l'appareil, sans autorisation préalable (écrite) d'EMAG ou de son représentant. Pour les réclamations non fondées comme par exemple erreur dans l'installation ou dans l'utilisation du produit, le fabricant se réserve le droit d'adresser une facture avant réparation.

Tous les recours à la garantie seront adressés en premier lieu au « revendeur » pour des conditions d'achat. Le « revendeur » informera le CLIENT de la suite donnée. En principe la procédure consistera à l'émission d'un numéro de « recours en garantie » qui déclenchera le retour autorisé en usine. Le CLIENT supportera les coûts de transport à l'usine « Aller et retour »

Emmi® - steri 15

Stérilisateur à air chaud



EMAG AG

Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf - Allemagne
Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00
www.emag.fr

Date d'achat

Cachet du vendeur

Sous réserve de modifications techniques

Mode d'emploi

© Copyright EMAG AG. Tous droits réservés. Fabriqué au sein de l'Union européenne. Le contenu de ce Mode d'emploi est soumis aux droits d'auteur et ne peut d'aucune façon être multiplié, ni partiellement ni dans sa totalité. Des modifications, des omissions, des additions ou des traductions de n'importe quelle édition nécessitent tout d'abord l'autorisation écrite de EMAG AG.

Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme de l'équipement peut mettre en danger votre vie ou causer de graves blessures, ainsi qu'endommager ou détruire l'équipement lui-même. En conséquence, l'utilisation non conforme est interdite. En cas d'usage non conforme, EMAG AG ne saurait être considéré comme responsable des dommages causés, ni garantir le fonctionnement correct de l'appareil et accessoires. Afin d'éviter un usage non conforme du stérilisateur EMAG Emmi-Steri 15 les directives suivantes devront être respectées :

- L'équipement devra être raccordé au bon voltage (imprimé sur l'étiquette située au dos et en bas du carter de protection de la cuve (prise électrique de sécurité)
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour le nettoyage des lentilles de contact
- Pour chaque manutention de l'appareil (pendant le transport par exemple) s'assurer que le câble d'alimentation a bien été retiré et que la chambre de stérilisation est à température ambiante
- Ne jamais utiliser de produits chimiques inflammables ou agressifs (acide ou autres) pour nettoyer l'appareil
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de gaz pouvant créer une explosion
- En cas de dommage causé à l'équipement (pendant le transport ou la manutention, par exemple) ne pas le raccorder au réseau électrique
- L'équipement doit être utilisé uniquement à l'intérieur d'un bâtiment et dans une ambiance non humide
- L'appareil doit être protégé contre l'humidité. L'appareil ne doit en aucun cas être rempli avec de l'eau ou être en contact avec de l'eau

Mode d'emploi

Vérifier les informations situées sur l'étiquette apposée à l'arrière de l'appareil.

Lorsque l'appareil est sorti de son emballage et avant de procéder au raccordement électrique, disposer l'unité sur une surface de travail plane et stable de sorte que l'air puisse circuler librement sous l'appareil. Assurez-vous que l'appareil soit au moins à 10 cm du mur ou autre objet pour que la circulation de l'air soit optimale. Raccorder le cordon d'alimentation à l'arrière de l'unité et s'assurer que la prise murale délivre bien du courant. Basculer l'interrupteur sur « I » et vérifier que le voyant vert s'éclaire.

⚠ Remarque : Lors de la première mise sous tension de l'appareil, une légère odeur de fibre de céramique chaude se produit et peut durer un peu de temps. Ceci est normal ! Tourner le commutateur de réglage de la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir la durée souhaitée, max. 120 minutes. Régler la température désirée et vérifier si le voyant orange s'allume.

⚠ Remarque : L'affichage orange de la température peut de temps à autre clignoter jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Lorsque l'appareil allumé est froid, il faut environ 30 minutes pour que la température soit atteinte. La température recommandée est de 150 °C à 180 °C.

Si l'appareil doit fonctionner plus de 120 minutes, régler la minuterie sur le mode de fonctionnement continu en plaçant le commutateur sur la position „∞“ en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour obtenir à une stérilisation correcte, l'appareil ne doit pas être surchargé pour permettre une bonne circulation de l'air. Lorsque la température est atteinte, le temps de stérilisation doit être comprise entre 30 et 120 minutes, en fonction des exigences légales et / ou des instructions du fabricant des articles à stériliser. Afin d'éviter d'endommager les objets à stériliser, la température maximale réglable ne doit pas être maintenue pendant un temps trop long. Remarque : L'éclairage du voyant rouge (alarme) signifie que la température de + 220 °C est dépassée et que le thermostat de sécurité s'est déclenché. Dans ce cas, l'appareil doit absolument être arrêté et le service doit être informé. Une fois le temps de stérilisation réalisé, l'appareil se met automatiquement hors tension.

Insertion / retrait du panier :

Entretien

Il est recommandé de nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et de l'eau. N'utiliser en aucun cas des solutions acides ou des solvants ! Veuillez à toujours retirer le câble d'alimentation avant de nettoyer l'appareil !



Placer le panier à l'intérieur du bac



Retrait du panier facilité par les deux supports

Description du produit

Le stérilisateur à air chaud Emmi-steri 15 en acier inoxydable est résistant à la chaleur et la corrosion. Il est entièrement isolé avec de la fibre de verre afin d'éviter une surchauffe des parois extérieures de l'appareil. En position fermée, la chambre de stérilisation est hermétiquement isolée grâce à un joint en silicone résistant à la chaleur. Le stérilisateur à air chaud Emmi-steri 15 est pourvu d'un panier d'insertion perforé en l'aluminium, qui permet d'assurer une excellente circulation de l'air. L'efficacité et la faible inertie de l'appareil sont accrues par un revêtement en acier inoxydable avec serpentins de chauffage.



1. Réglage de température
2. Minuterie (timer)

Spécifications techniques

Spécifications	Emmi steri 15
Hauteur	210 mm
Profondeur	220 mm
Largeur	320 mm
Poids	env. 4,3 kg
Tension	230 V / 50 Hz / 1,0 A
Indice de protection	IP 32
Puissance	env. 250 W
Plage de température de fonctionnement	+ 10° à + 30°

Sous réserve de modifications techniques.

Contenu de la livraison

Câble d'alimentation

Bac en aluminium amovible

Panier en aluminium amovible

2 supports pour le retrait de l'insert en aluminium

Mode de fonctionnement

L'appareil fonctionne au moyen d'une minuterie réglée sur une durée donnée et ce jusqu'à max. 2 heures ou en mode de fonctionnement continu. L'interrupteur d'alimentation s'éclaire en rouge lorsque l'appareil est sous tension. Un voyant vert est éclairé pendant le fonctionnement normal de l'appareil. Un indicateur orange s'allume lorsque le chauffage est en fonction et un voyant rouge (alarme), s'allume quand la température maximum a été atteinte et que le circuit de sécurité prend en charge le contrôle de la température. La température souhaitée est réglée grâce à un régulateur de température. Le dispositif est équipé d'un dispositif de contrôle automatique de la température qui permet d'ajuster la température jusqu'à +200°C. Si la température donnée est dépassée, une deuxième sécurité de contrôle est activée et prend en charge le réglage de température. Cette fonction sécurité de contrôle est signalée par l'éclairage de la lampe rouge d'alarme.

Utilisation conforme

L'équipement de stérilisation doit être utilisé conformément à l'usage prévu dans le catalogue et dans les descriptifs techniques c'est-à-dire pour la stérilisation des instruments ou ustensiles médicaux, ou dans le domaine pharmaceutique tel que décrit dans la présente notice et en utilisant uniquement les dispositifs extérieurs et les accessoires recommandés et approuvés par EMAG AG. Toute autre forme d'utilisation est considérée comme non conforme ⚠. Le dispositif ne peut être utilisé que par des personnes habilitées et formées à l'utilisation de ce matériel. En cas d'usage non conforme, EMAG AG ne saurait être considéré comme responsable des dommages causés, ni garantir le fonctionnement correct de l'appareil et accessoires. La stricte observation de toutes les instructions et informations contenues dans la présente notice, fait partie de l'utilisation conforme. Votre attention est attirée sur ce point par le sigle apposé sur l'étiquette du stérilisateur par le constructeur. L'utilisation correcte et sécurisée de l'équipement implique le respect des conditions appropriées de transport, entreposage, installation et assemblage, ainsi qu'une manutention et un entretien soigneux.